

MoSphere[®] 50V DEAE

超大孔弱阴离子交换层析介质

使用指南

1 产品简介

MoSphere[®] 50V DEAE 超大孔弱阴离子交换层析介质，专为超大尺寸复杂生物大分子的分离纯化需求而设计，采用亲水性聚甲基丙烯酸酯（PMMA）为基质，其 4000Å 超大孔径的设计，可以使更多的大尺寸病毒或蛋白进入填料孔道内进行交换结合，轻松实现高载量、高流速，从而提高生产效率。产品借助特有的表面修饰技术，将离子交换官能团键合在亲水性基质表面，制备出弱阴离子交换（DEAE）层析介质。

产品特点：

- 高结合载量：对于个体较大生物分子其载量高达普通琼脂糖介质 10 倍以上，普通聚合物介质的 2 倍；
- 高回收率：可保持大分子蛋白或病毒结构的完整性，得到高收率、高活性的目的蛋白；
- 高分辨率、高柱效：分子传质速度快，蛋白或病毒颗粒可轻松进入孔内结合；
- 非特异性吸附低：微球表面进行亲水化改性，可解决某些疏水性强的蛋白或者病毒导致的强吸附问题。

应用领域：质粒、大核酸、VLP 颗粒、狂犬病毒、慢病毒的分离纯化。

2 技术参数

产品名称	MoSphere [®] 50V DEAE
离子交换类型	弱阴离子交换
基 质	PMMA
配 基	-N ⁺ (C ₂ H ₅) ₂
粒 径	50μm
孔 径	4000 Å
配基密度	0.2 meq/mL
每毫升载量	> 50mg BSA
推荐流速	150~600cm/h（根据柱子规格选择合适流速）
最大耐压	3 MPa
pH 稳定性	2~12（工作） 1~13（CIP）
化学稳定性	所有常用缓冲液，1M 醋酸，1M 氢氧化钠，1M 盐酸，70%乙醇、30%异丙醇，30%乙腈，1%SDS，6M 盐酸胍、8M 尿素等常用有机溶剂；避免接触强氧化剂。
使用温度	4~30℃
存储	2~30℃ 20% 乙醇

3 使用指南

MoSphere[®] 50V DEAE 离子交换层析介质可以在实验室被填充到 HiQumn[®] 中压层析柱中，以扩大产量。将填料填充到层析柱中，根据样品中蛋白含量和填料载量选择合适的层析柱和柱高。

3.1 缓冲液准备

具体的缓冲体系应根据目标蛋白的稳定性和等电点、离子交换介质的种类进行筛选和优化。

建议使用缓冲液：

平衡缓冲液：50 mM Tris-HCl, pH 8.0

洗脱缓冲液：50 mM Tris-HCl+1M NaCl, pH 8.0

3.2 样品准备

为了避免堵塞层析柱，样品应经离心或微滤（0.45μm）处理。

3.3 样品纯化

- 1) 平衡：用 0.5~1CV 洗脱缓冲液进行预平衡，再用 5~10CV 的平衡缓冲液平衡层析柱，至流出液电导和 pH 不变（与平衡液一致）；
- 2) 进样：样品缓冲液应尽可能与平衡液一致；
- 3) 淋洗：继续用平衡缓冲液淋洗至基线；
- 4) 洗脱：可以根据实际情况采取提高盐浓度或改变流动相 pH 的方法依次洗脱吸附于层析介质上的样品；
- 5) 再生：每次层析之后可用 0.5M~2M NaCl 清洗层析柱，除去强结合的蛋白。

4 在位清洗及储存

4.1 在位清洗

介质使用数次（具体次数与原料的种类和来源及实验要求有关）后，需要对介质进行在位清洗；

- 1) 对于通过离子键强结合的蛋白，可用 3CV 2M NaCl 清洗，并用 3 CV 以上的去离子水清洗；
- 2) 对沉淀蛋白、疏水性结合的蛋白、脂蛋白，用 0.5~1M NaOH 清洗 3~4 CV，即用 5 CV 以上平衡液和 3 CV 以上的去离子水清洗；
- 3) 对强疏水性结合的蛋白、脂蛋白和脂类物质，可用 5 CV 以上的 50%乙醇或 30%异丙醇清洗，6M 盐酸胍或者 8M 尿素清洗，并用 5 CV 以上的去离子水清洗。也可用含非离子表面活性剂的碱性或酸性溶液清洗，如用 0.1%~0.5%的 Triton X-100 + 0.1 M 乙酸清洗 1~2 小时，并用 5 CV 以上的 50%乙醇冲洗去除去污剂，然后用 5 CV 以上的纯水冲洗（使用高浓度的有机溶剂时，为了避免产生气泡，应采用逐步增加有机溶剂浓度的方法）。

4.2 储 存

2~30°C 下 20%乙醇中保存（4°C 下有利于长期保存）；层析柱中的介质可用 20% 的乙醇冲洗后保存于 2~30°C。

注：在装柱、使用和保存柱子的时候，要避免柱子流干或密封不严，防止气泡进入。

5 订货信息

预装柱

货号	产品名称	规格
30-5370-01	Xtrap MoSphere® 50V DEAE	1mL
30-5370-05		5mL
30-5370-10		8x100mm

层析介质

货号	产品名称	规格
20-5370-02	MoSphere® 50V DEAE	30mL
20-5370-03		100mL
20-5370-04		500mL
20-5370-05		1L
20-5370-07		10L

1. MoSphere® 50V DEAE 层析介质可提供试用装
2. 如需更大规格或型号定制可联系我公司销售人员



非常感谢您订购科诺赛生物的产品！
 如需了解最新产品信息，请拨打服务热线 0532-55679191
 或发邮件至 marketing@chromsep.cn
 或登陆官方网站 www.chromsep.cn